



*DONJOY*<sup>®</sup>

## DonJoy LadyStrap

ALIVIO DEL DOLOR,  
EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES

enovis<sup>™</sup>





**DONJOY®**

## DonJoy LadyStrap

### Alivio del dolor de espalda exclusivamente para mujeres

Al elegir una faja para la espalda, el ajuste debe ser lo más importante. Este no es siempre el caso de las mujeres que usan modelos unisex, pero DonJoy LadyStrap está pensado específicamente para el cuerpo femenino. Gracias a su diseño permite para adaptarse a la mujer con curvas naturales, las mujeres ahora pueden obtener el mismo apoyo y el alivio del dolor específico que esperan de un producto DonJoy, pero con mayor comodidad. Además de varias características que mejoran la adaptación, DonJoy LadyStrap ayuda a proporcionar una sujeción de espalda aún más precisa.

### Uso previsto/Indicaciones

DonJoy LadyStrap está diseñada para brindar soporte y estabilización de la columna lumbar y alivio del dolor lumbar.

- Dolor lumbar agudo
- Prevención del dolor de espalda, regreso a las actividades
- Lumbagos
- Debilidad muscular
- Enfermedades del disco lumbar (tratamiento conservador)



# Características y beneficios



**1. Almohadilla trasera ajustable en altura:**

Proporciona apoyo y compresión adicional en la zona posterior para ayudar a tratar el dolor de la espalda



**2. Cinchas bilaterales:**

Permite incrementar el nivel de compresión para la actividad y reducirlo en los periodos de reposo



**3. Cuatro varillas semirrígidas dorsales:**

Curvadas para óptimo ajuste anatómico y máxima comodidad



**4. Fáciles sujeciones:**

Parte anterior ergonómica se cierra con el dedo y permite una rápida y sencilla aplicación y adaptación



**5. Tejido de encaje:**

Para un look femenino

**Pensado para mujeres:**

Se adapta a las curvas naturales del cuerpo de una mujer, incluyendo una más pronunciada curvatura lumbar. Entallado en la cintura

**Diseño ligero y de bajo perfil:**

Ayuda a que los períodos prolongados de uso sean confortables, ideal durante la fase aguda

**Termorregulación óptima:**


Permite la circulación de aire debajo de la faja para mejorar transpirabilidad

**Materiales respetuosos con la piel:**

Suave y cómodo para ayudar a prevenir la irritación de la piel.  
Sin látex



## Información sobre pedidos

REFERENCIA		MEDIDA DE CINTURA		TALLA
ALTURA 21 cm	ALTURA 26 cm			
82-0050-1	82-0051-1	56 - 68 cm		XS
82-0050-2	82-0051-2	68 - 82 cm		S
82-0050-3	82-0051-3	82 - 98 cm		M
82-0050-4	82-0051-4	98 - 116 cm		L
82-0050-5	82-0051-5	116 - 136 cm		XL

**enovis**

Enovis

Ctra. Cornellà, 144 1o 4a, Esplugues de Llobregat, Barcelona, 08950, ESPAÑA

***djoglobal.es***

Copyright © 2022 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation  
MKT-000-00012236-ES - Rev A

Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO Global, Inc. ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.