



*DONJOY*®

# DonJoy LadyStrap

CONÇUE POUR LES FEMMES

 **DJO**®





**DONJOY®**

## DonJoy LadyStrap

### Conçue pour les femmes

Lors du choix d'une ceinture lombaire, l'ajustement à la morphologie devrait être prioritaire.

Ce n'est pas toujours le cas pour les femmes, utilisant généralement des ceintures unisexes.

C'est pourquoi DonJoy LadyStrap a été spécialement conçue pour la silhouette féminine : elle s'adapte aux courbes naturelles du corps pour un confort amélioré, tout en apportant soutien et soulagement au même titre que le reste de la gamme de ceintures DonJoy®.

Avec ses éléments réglables et ses sangles de rappel ajustables en hauteur et amovibles, DonJoy LadyStrap permet de fournir un soutien dorsal encore plus précis et adapté.

### Indications

La DonJoy LadyStrap est conçue pour fournir soutien, stabilisation et soulagement de la zone lombaire.

- Douleurs lombaires aiguës
- Prévention des lombalgies, retour aux activités
- Entorse dorsale
- Faiblesse musculaire
- Discopathies lombaires (traitement conservateur)



# Caractéristiques

1



## Sangles de rappel avec coussin dorsal réglable en hauteur :

Fournit un soutien et une compression supplémentaires au niveau lombaire pour un ciblage spécifique de la douleur.

2



## Sangles ajustables :

Permettent l'ajustement du niveau de compression durant les phases d'activité et de repos.

3



## 4 baleines postérieures semi-rigides :

En acier ressort incurvées pour une adaptation anatomique maximale.

4



## Plastron avec passe-doigts :

Assure une mise en place et un ajustement faciles et rapides.

5



## Tissu en dentelle :

La petite touche de féminité qui permet le respect de l'observance.

## Conçue pour les femmes :

Convient aux courbes naturelles du corps d'une femme, y compris une cambrure lombaire plus prononcée.

## Conception légère et discrète :

Aide à rendre confortables les périodes de port prolongées, idéales pendant la phase aiguë.

## Thermorégulation optimale :

Permet une circulation d'air sous le support pour une meilleure respirabilité.

## Matériaux respectueux de la peau :

Doux et confortables pour aider à prévenir l'irritation de la peau.  
Sans latex.



## Informations de Commande

TAILLE	HAUTEUR	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	21 cm	56-68 cm	82-0050-1	0190446750390
S	21 cm	68-82 cm	82-0050-2	0190446750406
M	21 cm	82-98 cm	82-0050-3	0190446750413
L	21 cm	98-116 cm	82-0050-4	0190446750420
XL	21 cm	116-136 cm	82-0050-5	0190446750437
XS	26 cm	56-68 cm	82-0051-1	0190446750444
S	26 cm	68-82 cm	82-0051-2	0190446750451
M	26 cm	82-98 cm	82-0051-3	0190446750468
L	26 cm	98-116 cm	82-0051-4	0190446750475
XL	26 cm	116-136 cm	82-0051-5	0190446750482

# DONJOY®



Retrouvez-nous en ligne

[WEB](#) | [BLOG](#) | [DJO SELECT](#) | [CEFARTENS](#) | [YOUTUBE](#) | [LINKEDIN](#)

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France