

FusioLight II®

Optimal bruk

DonJoy® FusioLight II® ankelstøtte tar fullt hensyn til komforten. Vi har brukt en veletablert design for å gi ankelkompresjon og støtte på et nytt nivå. Innlegg av memory foam bidrar til å redusere presset på malleolene for en mer komfortabel opplevelse for pasientene.

Indikasjoner:

FusioLight II er utformet for å støtte ankelen ved milde til moderate ankel-forstuvninger og støtte ved kronisk ankelinstabilitet (CAI).

- Akutte laterale ligamentskader i grad 1 og 2
- Konservativ behandling av ligamentskader
- Første behandling av kronisk ankelinstabilitet
- Forebygging av nye skader

Fordeler og egenskaper

- NYE innlegg av memory foam: Bidrar til å redusere presset på malleolene
- Halvstive skall: Bidrar til å minimere ankelrotasjonen
- Anatomisk skallutforming: Formet rundt malleolene for komfortabel kompresjon
- Thermy-Tex™-behandling: Fuktabsorberende antibakteriell behandling bidrar til å forhindre lukt
- Justerbar hælrem: For enkel tilpasning
- Lett, lav profil, passer både høyre og venstre ankel, ikke av naturgummilateks, vaskbar og hurtigtørkende.

Bestillingsinformasjon



FusioLight II			
Artikkelnummer	Størrelse	Pasientens høyde	Støttens høyde
82-0052-1	S	≤ 1,5 m	17 cm
82-0052-2	M	1,5 m–1,65 m	23 cm
82-0052-3	L	> 1,65 m	25,5 cm