

## FusioLight II®

### Optimal användning

Fotledsortosen DonJoy® FusioLight II® är bekväm på ett helt nytt sätt. Vi har utgått från en väletablerad design för fotledskompression och -stöd och vidareutvecklat den, med inlägg av minnesskum som minskar trycket mot malleolerna för ökad patientkomfort.

### Indikationer


FusioLight II har utformats för att ge stöd åt fotleden vid lindriga till medel-svåra stukningar och vid kronisk vristinstabilitet (CAI).

- Akuta laterala ligamentskador, grad 1 och 2
- Konservativ behandling av ligamentskador
- Inledande hantering av kroniska vristinstabiliteter
- Förebyggande av återskada

### Fördelar och egenskaper

- NYHET – Inlägg av minnesskum: Bidrar till att minska trycket mot malleolerna
- Halvstyva skal: Minimerar vridning av leden
- Anatomisk skaldesign: Följer malleolernas konturer för bekväm kompression
- Thermy-Tex™-behandling: Fuktabsorberande, antibakteriell behandling som motverkar dålig lukt
- Justerbar hälrem: För enkel inpassning
- Lätt, lågprofilerad, passar både vänster och höger fotled, fri från naturligt latexgummi, tvättbar och snabbtorkande

### Beställningsinformation



FusioLight II			
Artikelnummer	Storlek	Patientens längd	Ortosens längd
82-0052-1	S	≤ 1,5 m	17 cm
82-0052-2	M	1,5 m – 1,65 m	23 cm
82-0052-3	L	> 1,65 m	25,5 cm

