

enovis™

DONJOY®

**EL CIERRE DE UN CAPÍTULO
DE VIDA COMIENZA CON...**

ROAM™ OA



DONJOY®

Disfruta sin dolor con

ROAM™ OA

**LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN FÉRULAS DE
DESCARGA DE DONJOY®, PARTE DE ENOVIS™**

Ayuda a los pacientes a decir adiós al dolor de rodilla y hola a ROAM OA™. Desde levantar a sus nietos hasta empezar en el campo de golf, la descarga articular ligera y de perfil bajo nunca se sintió tan bien ni fue tan fácil de recetar. ROAM ayuda a mejorar la movilidad y proporciona alivio descargando la presión de la osteoartritis unicompartmental u otros dolores de rodilla.

USO PREVISTO/INDICACIONES

Para pacientes con síntomas, hallazgos físicos o evidencia radiográfica de osteoartritis de rodilla unicompartmental moderada a severa, desgarros meniscales postoperatorios sólo cuando esté indicada la descarga unicompartmental, o condiciones de rodilla varo-valgo que puedan beneficiarse de la descarga unicompartmental.

CÓMODO, FÁCIL DE USAR Y EFICAZ

Ideal para una amplia variedad de pacientes que desean aumentar la actividad y disfrutar de un estilo de vida activo. Ya sea para cuidados conservadores o en preparación para una cirugía, ROAM es fácil de usar y ofrece un alto nivel de comodidad. El uso constante de una férula de rodilla de descarga ha demostrado contribuir al funcionamiento diario general, reducir el dolor y mejorar la movilidad, lo que puede llevar a un aumento de la actividad y una mejor calidad de vida.



OPCIÓN FABRICADA A MEDIDA PARA NECESIDADES DE AJUSTE ÚNICAS


Una opción personalizada aborda sus necesidades de ajuste más desafiantes. Medida a medida con cóndilos y soportes customizados, y configuración óptima de altura para el "ajuste ideal" del paciente, ROAM™ proporciona un perfil bajo, máximo confort y mitiga la migración capturando de manera más efectiva el músculo de la pantorrilla. Los topes de extensión y flexión están preconstruidos en la férula para cumplir con las necesidades específicas del paciente.

CÓMODO, EFICAZ Y ELEGANTE

- Perfil ultra bajo, ligero, se ajusta debajo de la ropa; diseño completamente negro moderno, discreto y transpirable.
- Descarga el peso de la rodilla para aliviar dinámicamente el dolor.
- La sujeción dinámica y el arnés de cóndilo único evitan completamente la piel sensible en el espacio poplíteo, proporcionando una propiocepción reconfortante en el lado opuesto de la rodilla.
- Los puños flexibles sostienen cómodamente el muslo y la pantorrilla.
- Diseñado para una amplia gama de tipos de cuerpo y necesidades del paciente.
- El forro suave mejorado con silicona se siente genial en la piel; evita el deslizamiento, y las fibras de tecnología Cool 2x dejan una sensación duradera y fresca.
- Los soportes flexibles en la versión OTS permiten adaptarse mejor a la anatomía del paciente.

CADA FÉRULA PERMITE DOS OPCIONES DE AJUSTE

Férulas diseñadas de manera única que pueden adaptarse tanto para el lado izquierdo lateral y derecho medial, o viceversa, ajustándose al lado derecho lateral e izquierdo medial. Esto resulta en una drástica reducción en el número de SKU (unidades de almacenamiento), donde menos realmente es más.





CENTRADO EN EL PACIENTE; PRESCRITO PARA SU USO Y SATISFACCIÓN

- Cinchas con memoria colocadas cómodamente por un técnico capacitado.
- Dos puntos de conexión fáciles garantizan la seguridad; un "chasquido" oíble de las hebillas magnéticas proporciona confianza a los pacientes, incluyendo aquellos con problemas de visión o destreza.
- Los pacientes pueden ajustar fácilmente el apoyo y alivio del dolor; El sistema BOA® Fit simplifica el proceso y ofrece un indicador visual claro.




DESCARGA
DINÁMICA

CALIDAD Y DURABILIDAD


- Lavable a mano después de salidas diarias y aventuras activas.
- Respaldado por la tradición de calidad, innovación y alivio del dolor clínicamente comprobado de DonJoy®.
- Cumplimiento: ROAM es fácil de usar; ponerlo, quitarlo y ajustarlo en segundos.
- Diseñado para eficiencia, facilidad y un menor impacto ambiental; la capacidad de ajuste significa que sólo se necesitan algunas tallas estándar que se pueden adaptar y personalizar para la mayoría de las formas y tamaños corporales.
- Sólo se necesitan 6 unidades en stock para cubrir el mismo rango que tradicionalmente requeriría más de 50 unidades en stock.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS




CLIPS DE ALINEACIÓN MAGNÉTICA

FÁCIL: Estos clips magnéticos patentados ayudan a alinear las conexiones de las cinchas sin complicaciones. Simplemente sostén el extremo cerca de la tapa de sujeción y, ¡haz clic!, estás listo.




TECNOLOGÍA DE CONFIGURAR Y

OLVIDAR: Puedes colocar y quitar tu ortesis sin cambiar ninguna de las configuraciones de tu médico.




DIAL BOA® PARA EL AJUSTE

IDEAL: Gira hacia arriba o hacia abajo para configurar exactamente qué tan ceñida queda la ortesis.



ARTICULACIÓN DE PERFIL

DELGADO: El diseño delgado de la articulación permite que la ortesis se use debajo de la ropa holgada para un ajuste discreto.



TECNOLOGÍA ANTI-MIGRACIÓN:

La suave silicona ayuda a mantener la ortesis en su lugar para una comodidad constante durante todo el día.




CINCHAS DE SUJECIÓN CÓMODAS:

La disposición de las cinchas de soporte están diseñadas para ayudar a que la parte posterior de la rodilla permanezca libre de rozaduras.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA	CIRC. DE MUSLO	CENTRO RODILLA	CIRC. PANTORRILLA	TALLA
11-1726-1-06000	33 - 47 cm	30.5 - 35.5 cm	25.5 - 35.5 cm	XS/S
11-1726-3-06000	47 - 59.5 cm	35.5 - 43.2 cm	35.5 - 45.5 cm	M/L
11-1726-5-06000	59.5 - 81 cm	43.2 - 58.4 cm	45.5 - 61 cm	XL/XXL/XXXL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
11-R7222-0-00000	Muslo Corto, Pantorrilla Corta, Medial Derecha/Lateral Izquierda
11-R7223-0-00000	Muslo Corto, Pantorrilla Corta, Medial izquierda/Lateral Derecha
11-R7242-0-00000	Muslo Corto, Pantorrilla Estándar, Medial Derecha/Lateral Izquierda
11-R7243-0-00000	Muslo Corto, Pantorrilla Estándar, Medial Izquierda/Lateral Derecha
11-R7422-0-00000	Muslo Estándar, Pantorrilla Corta, Medial Derecha/Lateral Izquierda
11-R7423-0-00000	Muslo Estándar, Pantorrilla Corta, Medial Izquierda/Lateral Derecha
11-R7442-0-00000	Muslo Estándar, Pantorrilla Estándar, Medial Derecha/Lateral Izquierda
11-R7443-0-00000	Muslo Estándar, Pantorrilla Estándar, Medial Derecha/Lateral Izquierda



Código de escaneo para obtener una lista completa de accesorios y recursos educativos.



DONJOY[®]

enovis[™]

Creating Better Together[™]

enovis.es

Carretera d'Esplugues, 225 2ºB, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, ESPAÑA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen consejos médicos. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo de profesión. En su lugar, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los posibles tratamientos que puedan ser apropiados para usted. BOA[®] es una marca registrada de Boa Technology.

MKT-000-00196200-ES - Rev A

Copyright © 2024 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation